



**Contains hazardous substances** Indicates a medical device that contains substances that can be carcinogenic, mutagenic, reprotoxic (CMR), or substances with endocrine disrupting properties. **Zawiera niebezpieczne substancje** Wskazuje wyrób medyczny, który zawiera substancje rakotwórcze, mutagenne, reprotoksyne (CMR) lub substancje o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. **Veszélyes anyagokat tartalmaz** Esetlegesen karcinogén, mutagén, reprotokszus (CMR), vagy pedig endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal bíró anyagokat tartalmazó orvostechnikai eszközök jelöl.



**Patient information website. Strona internetowa z informacjami dla pacjenta. Betegtájékoztató weboldal.**



**Country of manufacture. Kraj wytwarzania. Származási ország.**



**Recyclable packaging. Opakowanie nadające się do recyklingu. Újrahasznosítható csomagolás.**

**Salvequick MED**

**WART PLASTER**  
Plaster na kurzajki  
Szemölcs tapasz



**Importer & Distributor contact in Europe:**  
**Ordo Cederroth S.A.U.**  
Pol Ind Can Barri, Calle D n° 11-12  
ES-08415 Bigues i Riells, Barcelona, Spain.  
For distributor in each country, please visit  
[www.salvequick.com](http://www.salvequick.com)

EC REP

Pharmplast S.A.E  
Amnia free zone 23512, Alexandria, Egypt.  
[www.pharmplast-online.com](http://www.pharmplast-online.com)

5 Fitzwilliam Square East,  
Dublin 2, D02 R744, Ireland.  
Tel: +353 1 2 544 944  
Email: [info@ecrep.ie](mailto:info@ecrep.ie)

**EN PROTECTIVE PLASTER WITH SALICYLIC ACID FOR PLANTAR WARTS.**

**FEATURES**

- Salicylic acid discs target warts without affecting surrounding skin.
- Helps remove warts without pain.
- Fast and effective.

**INSTRUCTIONS FOR USE**

1. Soak the wart in warm water for 5 minutes before application.
2. Clean and dry skin before use, ensuring targeted area is free of creams and oils.
3. Remove the release liner, avoiding touching the adhesive side.
4. Apply plaster with the embedded salicylic acid disc centrally over the wart, ensuring the edges are well smoothed down.
5. Leave in place until it starts to detach. After maximum 48 hours, remove the plaster.
6. Soak the affected area in warm water for 5 minutes before removing loosened skin.
7. Repeat this procedure as necessary for up to 14 days.

**CONTRAINDICATION**

Do not use if you are diabetic or hypersensitive to salicylic acid or suffer from poor blood circulation.  
Pregnant women and children: only use with doctor approval.

**PL OCHRONNY PASTER Z KWASEM SALICYLOWYM NA KURZAJKI (BRODAWKI) PODESZWOWE.**

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Opatrunek z kwasem salicylowym działa na kurzajki bez wpływu na otaczającą skórę.
- Pomaga bezboleśnie usunąć kurzajki.
- Szybki i skuteczny.

**INSTRUKCJA UŻYWANIA**

1. Przed aplikacją namoczyć kurzajkę w ciepłej wodzie przez 5 minut.
2. Oczyszczyć i osuszyć skórę, upewniając się, że miejsce aplikacji plastra nie jest natłuszczone kremem ani olejkami.
3. Usunąć papier zabezpieczający, unikając dotyknięcia strony adhezyjnej plastra.
4. Nałożyć plaster z opatrunkiem z kwasem salicylowym bezpośrednio na kurzajkę, tak aby jego centralna część znajdowała się na kurzajce, upewniając się, że krawędzie plastra dobrze przylegają do skóry.
5. Pozostawić na miejscu, aż plaster zacznie odstawać. Po maksymalnie 48 godzinach należy usunąć plaster.
6. Przed usunięciem kurzajki namoczyć zmieniony obszar skóry w ciepłej wodzie przez 5 minut.
7. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Nie stosować dłużej niż 14 dni.

**PRZECIWWSKAZANIA**

Nie stosować u osób chorych na cukrzycę, nadwrażliwych na działanie kwasu salicylowego lub ze słabym krążeniem krwi.  
Kobiety w ciąży i dzieci: stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

**HU VÉDŐTAPASZ SZALICILSAVVAL, TALPON ELHELYEZKEDŐ SZEMÖLCSRE.**

**JELLEMZŐK**

- A szalicilsavas tapasz célzottan a szemölcsre hat, a környező bőrre nincs kihatással.
- Fájdalom nélkül segít eltávolítani a szemölcsöt.
- Gyors és hatékony.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

1. Áztassa a szemölcsöt 5 percig meleg vízben a kezelést megelőzően.
2. Használat előtt tisztítsa meg és törölje szárazra a kezelendő területet, biztosítva ezzel, hogy az krémektől és olajoktól mentes legyen.
3. Húzza le a védőfóliát, vigyázzon, hogy ne érintse meg a ragadós felületet.
4. Helyezze fel a tapaszt úgy, hogy annak belső központi része fedje a szemölcsöt, ügyeljen rá, hogy a szélek megfelelően simuljanak a bőrre.
5. Hagyja fent a tapaszt addig, amíg el nem kezd leválni. Maximum 48 óra elteltével távolítsa el.
6. Áztassa az érintett területet 5 percig meleg vízben, mielőtt eltávolítja a felozult bőrt.
7. Szükség szerint ismételje ezt az eljárást legfeljebb 14 napig.

**ELLENJAVALLAT**

Ne használja, ha cukorbetegségben szenved vagy túlérzékeny a szalicilsavra vagy elégtelen a vérkeringése.- Terhes nők és gyermekek csak orvos jóváhagyásával használhatják.



**Distributor** Indicates the entity distributing the medical device into the local. **Dystrybutor** Wskazuje na dystrybutora wyrobu medycznego w danym regionie. **Forgalmazza** Az orvostechnikai eszközt az adott helyszíne értékesítő jogi személyt jelöl.



**Repackaging** To identify that a modification to the original medical device packaging configuration has occurred. **Przepakowanie** Wskazuje, że nastąpiła modyfikacja oryginalnej konfiguracji opakowania wyrobu medycznego. **Átesomagolás** Azt jelöl, hogy az orvostechnikai eszköz csomagolásának eredeti konfigurációját módosították.



**Importer** Indicates the entity importing the medical device into the locale. **Importőr** Wskazuje na importera wyrobu medycznego w danym regionie. **Importálja** Az orvostechnikai eszközt az adott helyszíne importáló jogi személyt jelöl.



**Translation** To identify that the original medical device information has undergone a translation which supplements or replaces the original information. **Tíumaczenie** Wskazuje, że oryginalne informacje o wyrobie medycznym zostały poddane tłumaczeniu, które uzupełnia lub zastępuje oryginalne informacje. **Fordítás** Azt jelöl, hogy az orvostechnikai eszköz eredeti tájékoztatója lefordításra került, amely az eredeti tájékoztatót kiegészít vagy kiváltja.



**Medical Device. Wyrób medyczny. Orvostechnikai eszköz.**